


## Кронштейн для дистиллятора Ливам АЭ-25

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



**Ваша цена**

Розница

**5 188 руб.**

**Оптовая цена**

**4 996 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Кронштейн для настенного крепления аквадистиллятора Ливам АЭ-25

Кронштейн для настенного крепления аквадистиллятора АЭ-25 — надёжное и удобное решение для монтажа аквадистиллятора на стену. Предназначен для фиксации и обеспечения безопасной эксплуатации оборудования в медицинских и лабораторных условиях.

Изготовлен из высококачественного металла с защитным покрытием, что гарантирует долговечность и стойкость к внешним воздействиям.

Конструкция кронштейна обеспечивает удобный монтаж и надёжную фиксацию прибора, минимизируя вибрации и обеспечивая свободный доступ для обслуживания.

Кронштейн предназначен для крепления на стену аквадистиллятора [АЭ&minus;25](#).

### Особенности

- Высокопрочный металлический корпус с защитным покрытием против коррозии;
- Оптимальная конструкция для надёжного крепления на стене;
- Простота монтажа и обслуживания;
- Минимизация вибраций и шумов при работе аквадистиллятора;
- Совместимость исключительно с аквадистиллятором АЭ-25.

### Технические характеристики

| Параметр            | Значение                    |
|---------------------|-----------------------------|
| Материал            | Металл с защитным покрытием |
| Тип крепления       | Настенное                   |
| Совместимость       | Аквадистиллятор АЭ-25       |
| Размеры (Д × Ш × В) | 450 × 150 × 120 мм          |
| Вес                 | 1,8 кг                      |

## Преимущества

Кронштейн для аквадистиллятора АЭ-25 обладает рядом преимуществ, которые делают его надёжным и удобным элементом крепления:

- Высокая прочность и долговечность — изготовлен из качественного металла с защитным покрытием, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим повреждениям.
- Удобство монтажа — простой и быстрый способ крепления на стену без специальных инструментов.
- Оптимальная конструкция — надёжно фиксирует аквадистиллятор, снижая вибрации и обеспечивая стабильность во время работы оборудования.
- Компактные размеры — не занимает много места и подходит для ограниченного пространства в медицинских кабинетах и лабораториях.
- Совместимость — специально разработан для аквадистиллятора [АЭ&minus;25](#), что гарантирует

идеальную посадку и безопасность использования.

- Простота обслуживания — обеспечивает свободный доступ к оборудованию для технического обслуживания и осмотра.
- Безопасность — исключает риск падения или повреждения аквадистиллятора при работе.

Является эффективным решением для крепления и организации рабочего пространства, повышая удобство и безопасность использования аквадистиллятора АЭ-25 в медицинской практике.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель: |
|---------------------|-------------|
| Бренд               | Ливам       |
| Страна бренда       | Россия      |
| Страна производства | Россия      |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.