

Набор для экстренной помощи HEINE XP с одноразовыми клинками XP

Ларингоскопы Арт. F-258.10.858



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Набор для экстренной помощи HEINE XP с одноразовыми клинками XP

Набор для экстренной помощи HEINE XP с одноразовыми клинками XP — профессиональный комплект для обеспечения проходимости дыхательных путей и проведения экстренной интубации трахеи. Система специально разработана для применения в неотложных и экстренных ситуациях, когда требуется быстрое и надёжное выполнение ларингоскопии.

Комплект оснащён одноразовыми ларингоскопическими клинками HEINE XP со встроенным фиброоптическим световодом. Клиники имеют анатомически корректную форму, аналогичную клинкам серии Classic+, которые являются одними из наиболее востребованных F.O. клинков в мире. Такая конструкция обеспечивает удобную визуализацию гортани и повышает безопасность интубации.

Набор укомплектован наиболее часто используемыми типами клинков для взрослых и детей, включая варианты Miller и Macintosh различных размеров. Комплект готов к немедленному использованию благодаря батарейечной рукоятке SP F.O. и элементам питания, входящим в состав поставки.

Наличие транспортировочного кейса обеспечивает удобное хранение и оперативный доступ к оборудованию в условиях скорой медицинской помощи, реанимации, анестезиологии и экстренной медицины.

Особенности

- Специально разработан для использования в экстренных ситуациях.
- Одноразовые клинки HEINE XP снижают риск перекрёстного инфицирования.
- Фиброоптическая система освещения обеспечивает качественную визуализацию.
- Анатомически корректная форма клинков аналогична серии Classic+.
- Наличие клинков Miller и Macintosh в одном комплекте.
- Подходит для интубации взрослых и детей.
- Готовность к немедленному использованию.
- Батарейечная рукоятка SP F.O. обеспечивает автономную работу.
- Одноразовая внешняя часть рукоятки XP.
- Компактный транспортировочный кейс для хранения и переноски.
- Подходит для скорой помощи, реанимации и операционных блоков.
- Простота подготовки к работе.
- Высокая надёжность в условиях интенсивной эксплуатации.
- Профессиональное исполнение для медицинских учреждений.

Комплект поставки

HE(F-258.10.858) — набор для экстренной помощи с одноразовыми клинками XP:

- Насадка ларингоскопическая XP Miller размер 0.
- Насадка ларингоскопическая XP Miller размер 1.
- Насадка ларингоскопическая XP Mac размер 2.
- Насадка ларингоскопическая XP Mac размер 3.
- Насадка ларингоскопическая XP Mac размер 4.
- Рукоятка ларингоскопа батарейечная SP F.O. (внутренняя часть с нижней крышкой и лампой).
- Рукоятка ларингоскопическая XP (внешняя часть) одноразовая.
- Две щелочные батарейки.
- Кейс транспортировочный.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип оборудования	Набор для экстренной интубации
Тип клинков	Одноразовые XP
Типы клинков	Miller, Macintosh
Размеры клинков Miller	0, 1
Размеры клинков Macintosh	2, 3, 4
Тип освещения	XHL
Тип рукоятки	SP F.O.
Тип питания	Батарейки
Количество батареек	2
Исполнение рукоятки XP	Одноразовая внешняя часть

Преимущества

- Специально разработан для применения в экстренной медицине и неотложных ситуациях.
- Комплект готов к немедленному использованию без дополнительной подготовки.
- Одноразовые клинки XP снижают риск перекрёстного инфицирования.
- Фиброоптическая система обеспечивает качественное освещение области интубации.
- Анатомически корректная форма клинков облегчает визуализацию гортани.
- Конструкция клинков аналогична популярной серии HEINE Classic+.
- Наличие клинков Miller и Macintosh расширяет возможности применения.
- Подходит для интубации взрослых и педиатрических пациентов.
- Комплект включает наиболее востребованные размеры клинков.
- Одноразовая внешняя часть рукоятки повышает уровень инфекционной безопасности.
- Батарейная рукоятка SP F.O. обеспечивает автономную работу.
- Поставляется с готовыми к использованию элементами питания.
- Компактный транспортировочный кейс удобен для мобильных бригад.
- Подходит для оснащения скорой медицинской помощи и реанимационных отделений.
- Высокая надёжность при интенсивной эксплуатации.
- Быстрая сборка и подготовка к интубации.
- Малый вес комплекта облегчает транспортировку.
- Профессиональное исполнение для медицинских учреждений.
- Удобное хранение всех компонентов набора в едином кейсе.
- Подходит для использования в условиях ограниченного времени.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	F-258.10.858
Бренд	HEINE Optotechnik
Страна бренда	Германия
Отрасли	Для скорой помощи, Для ЛОР-кабинета
Вес, кг	0.766
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся

поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.