

Настенное крепление для светильника KaWe Masterlight

Медицинские светильники

Арт. 10.90201.001

Ваша цена

Розница

2 873 руб.

Оптовая цена

2 847 руб.



Под заказ



С учетом НДС 22 %

Описание

Настенное крепление для светильника KaWe Masterlight

Настенное крепление KaWe Masterlight предназначено для стационарной установки медицинского светильника на стене. Конструкция позволяет освободить рабочую поверхность, рационально организовать пространство кабинета и обеспечить удобное расположение источника света в зоне проведения осмотров и процедур.

Крепление изготовлено из прочного сплава железа с чёрным покрытием и обеспечивает надёжную фиксацию совместимого светильника. Монтаж осуществляется на стену с помощью двух винтов, которые приобретаются отдельно.

Изделие предназначено для использования со светильником KaWe Masterlight без крепления к столу. В качестве альтернативных вариантов установки также могут использоваться настольное крепление KaWe Masterlight или настенное крепление KaWe Masterlight на передвижной опоре.

Настенное крепление подходит для оснащения смотровых, процедурных и диагностических кабинетов, стоматологических клиник, косметологических кабинетов и других рабочих зон, где требуется постоянное расположение источника света.

Особенности

- Предназначено для настенной установки светильника KaWe Masterlight.

- Освобождает рабочую поверхность кабинета.

- Обеспечивает постоянное расположение источника света в рабочей зоне.

- Подходит для смотровых, процедурных и диагностических кабинетов.

- Совместимо со светильником KaWe Masterlight.

- Надёжная фиксация на стене.

- Изготовлено из прочного сплава железа.

- Чёрное защитное покрытие.

- Монтаж осуществляется при помощи двух крепёжных винтов.

- Компактная конструкция.

```

    </ul>
  </div>
</div>
</div>

<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h4>Комплект поставки</h4>
    </div>
  </div>
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <ul>
        <li>Настенное крепление KaWe Masterlight.</li>
        <li>Руководство по эксплуатации.</li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h4>Технические характеристики</h4>
    </div>
  </div>
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <table>
        <tr>
          <th>Характеристика</th>
          <th>Значение</th>
        </tr>
        <tr>
          <td>Исполнение</td>
          <td>настенное</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Материал</td>
          <td>сплав железа</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Назначение</td>
          <td>светильник KaWe Masterlight</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Способ крепления</td>
          <td>на стену двумя винтами</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Покрытие</td>
          <td>чёрное</td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>
</div>

```

Преимущества

- Предназначено для надёжной фиксации медицинского светильника KaWe Masterlight на стене.
- Позволяет освободить рабочую поверхность и оптимизировать организацию пространства кабинета.
- Обеспечивает удобное размещение источника света в необходимой зоне осмотра.
- Подходит для использования в смотровых, процедурных и диагностических кабинетах.
- Совместимо со светильником KaWe Masterlight.
- Надёжно фиксируется на стене при помощи двух крепёжных винтов.
- Изготовлено из прочного сплава железа.
- Чёрное защитное покрытие устойчиво к ежедневной эксплуатации.
- Компактная конструкция не занимает полезное пространство помещения.
- Обеспечивает постоянную готовность светильника к работе.
- Позволяет быстро получить доступ к освещению во время осмотра пациента.
- Подходит для медицинских, стоматологических и косметологических кабинетов.
- Прочная металлическая конструкция рассчитана на длительный срок эксплуатации.
- Не требует использования напольных стоек или дополнительных опор.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	10.90201.001
Бренд	KaWe
Страна бренда	Германия
Габариты, мм	85×85×95
Вес, кг	0.261
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.