

## Настольное крепление для светильника KaWe Masterlight

Медицинские светильники

Арт. 10.90301.001



**Ваша цена**

Розница

**3 640 руб.**

Оптовая цена

**3 579 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

### Описание

#### Настольное крепление для светильника KaWe Masterlight

Настольное крепление KaWe Masterlight применяется для фиксации медицинского светильника в условиях рабочего стола и организации стабильного локального освещения в процессе диагностических и осмотровых процедур. Конструкция обеспечивает надёжную установку светильника без необходимости стационарного монтажа или использования напольных опор.

Решение используется в кабинетах различного профиля и позволяет врачу быстро настраивать рабочую зону освещения, сохраняя свободу размещения оборудования на столешнице. Фиксация осуществляется винтовым механизмом, обеспечивающим устойчивость конструкции в процессе эксплуатации.

Для комплексной организации рабочего места может применяться совместно с осветительными системами KaWe Masterlight в двух основных конфигурациях: на передвижной опоре и без крепления к столу.

Настольное крепление предназначено для установки светильника KaWe Masterlight без крепления к столу и обеспечивает его надёжную фиксацию на рабочей поверхности. В качестве альтернативных вариантов размещения также доступны [мобильная версия светильника на передвижной опоре](#) и [настенное крепление KaWe Masterlight](#).

#### Особенности

- Обеспечивает устойчивую фиксацию светильника на столешнице рабочего стола.
- Позволяет организовать локальное освещение без напольных конструкций.
- Не требует сверления мебели или стационарного монтажа.
- Винтовой механизм обеспечивает надёжное крепление к поверхности.
- Подходит для использования в диагностических и осмотровых кабинетах.
- Совместимо со светильниками KaWe Masterlight.
- Компактная конструкция для рационального использования рабочего пространства.

#### Комплект поставки

- Настольное крепление для светильника KaWe Masterlight.
- Руководство по эксплуатации.

#### Технические характеристики

| Характеристика     | Значение                        |
|--------------------|---------------------------------|
| Исполнение         | настольное                      |
| Материал           | сплав железа                    |
| Толщина столешницы | не более 40 мм                  |
| Назначение         | светильник KaWe Masterlight LED |

### Преимущества

- Обеспечивает устойчивую фиксацию светильника на рабочей столешнице без смещения в процессе работы.
- Позволяет организовать локальное освещение без использования напольных стоек и дополнительных опорных конструкций.
- Не требует сверления или повреждения поверхности мебели при установке.
- Винтовой механизм крепления обеспечивает надёжную фиксацию на столешницах различной толщины.
- Компактная конструкция не занимает полезное пространство рабочего места.
- Упрощает быструю установку и демонтаж светильника при необходимости изменения конфигурации кабинета.
- Совместимо со светильниками KaWe Masterlight в различных вариантах исполнения.
- Повышает гибкость организации рабочего пространства в медицинских кабинетах.
- Обеспечивает удобное позиционирование светового источника в зоне осмотра.
- Изготовлено из прочнометаллического сплава с защитным покрытием, устойчивым к эксплуатационным нагрузкам.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:  |
|---------------------|--------------|
| Артикул             | 10.90301.001 |
| Бренд               | KaWe         |
| Страна бренда       | Германия     |
| Габариты, мм        | 75×95×140    |
| Страна производства | Германия     |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.