

Одноступенчатая подставка для ног ДЗМО (для гинекологического кресла)

Гинекологические кресла



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение



Описание

Одноступенчатая подставка для ног ДЗМО (для гинекологического кресла)

Одноступенчатая подставка для ног ДЗМО предназначена для удобного и безопасного размещения пациенток при проведении гинекологических осмотров, диагностических и лечебных процедур. Используется совместно с гинекологическими креслами в условиях медицинских учреждений различного профиля.

Конструкция подставки выполнена на основе каркаса из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, обеспечивающим устойчивость к механическим нагрузкам и коррозии. Мягкая панель обтянута винилискожей, что обеспечивает комфорт пациента и простоту санитарной обработки.

Опорные ножки оснащены резиновыми накладками, предотвращающими скольжение и повреждение напольного покрытия. Подставка устанавливается независимо от кресла, что обеспечивает универсальность применения с различными моделями гинекологических кресел при соответствующей высоте установки.

Изделие выпускается в трёх стандартных цветовых исполнениях, также возможно изготовление в нестандартных цветовых решениях по запросу.

Особенности

- Надёжная конструкция для ежедневной эксплуатации в медицинских учреждениях.
- Каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием.
- Мягкая панель с обивкой из винилискожи.
- Бесшовная обивка устойчива к регулярной санитарной обработке.
- Установка независимо от гинекологического кресла.
- Совместимость с различными моделями кресел при соответствующей высоте.
- Опорные ножки с резиновыми накладками предотвращают скольжение.
- Защита напольного покрытия от повреждений.
- Высокая устойчивость при нагрузке до 120 кг.
- Простая конструкция облегчает уход и обслуживание.
- Износостойкие материалы для интенсивной эксплуатации.
- Три стандартных варианта цветового исполнения.
- Возможность изготовления в нестандартных цветах.
- Соответствие требованиям к медицинской мебели для ЛПУ.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Размеры мягкой панели	520 × 300 мм
Допускаемая нагрузка	120 кг
Тип конструкции	одноступенчатая, независимая установка
Материал каркаса	стальные трубы с полимерно-порошковым покрытием
Материал покрытия	винилискожа

Преимущества

- Надёжная конструкция, рассчитанная на ежедневную эксплуатацию в медицинских учреждениях.
- Каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием обеспечивает прочность и долговечность.
- Мягкая панель с обивкой из винилискожи обеспечивает комфорт пациента.
- Бесшовная поверхность облегчает санитарную обработку и дезинфекцию.
- Устойчивость к интенсивной эксплуатации в условиях ЛПУ.
- Резиновые накладки на опорных ножках предотвращают скольжение по напольному покрытию.
- Защита пола от повреждений при эксплуатации.
- Универсальная независимая установка, совместимость с различными моделями гинекологических кресел.
- Компактная и простая конструкция, не требующая сложного обслуживания.
- Высокая устойчивость при нагрузке до 120 кг.
- Возможность выбора из трёх стандартных цветовых исполнений.
- Изготовление в нестандартных цветовых решениях по запросу.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ДЗМО
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета гинеколога
Габариты, мм	520×400×313
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.