

## Охладитель дистиллята для аквадистиллятора Ливам АЭ-25

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница

**10 706 руб.**

Оптовая цена

**10 294 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 22 %

### Описание

#### Охладитель дистиллята для аквадистиллятора Ливам АЭ-25

Охладитель дистиллята — устройство, предназначенное для снижения температуры дистиллированной воды, получаемой с помощью аквадистиллятора АЭ-25. Это позволяет обеспечить безопасное и удобное использование дистиллята в различных медицинских и лабораторных процессах.

Охладитель выполнен из качественных материалов, обеспечивающих долговечность и надежность эксплуатации. Устройство легко интегрируется с аквадистиллятором и не требует сложного обслуживания.

Благодаря компактным размерам охладитель удобно размещается в рабочей зоне, не занимая много места.

Использование охладителя снижает риск ожогов и повышает эффективность работы с дистиллированной водой в медицинских учреждениях.

#### Особенности

- Эффективное снижение температуры дистиллята для безопасного использования.
- Компактный размер и удобство монтажа рядом с аквадистиллятором.
- Совместимость с моделью аквадистиллятора Ливам АЭ-25.
- Простота в эксплуатации и техническом обслуживании.
- Высокое качество материалов и надежность конструкции.

#### Технические характеристики

| Параметр            | Значение                                   |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Совместимость       | Аквадистиллятор Ливам АЭ-25                |
| Материал корпуса    | Металл и пластик                           |
| Размеры (Д × Ш × В) | Зависит от модели аквадистиллятора         |
| Назначение          | Снижение температуры дистиллированной воды |

### Преимущества

Охладитель дистиллята для АЭ-25 предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым аксессуаром для безопасной и эффективной работы с дистиллированной водой:

- Эффективное снижение температуры дистиллята — предотвращает ожоги и обеспечивает комфортное использование.
- Совместимость с аквадистиллятором Ливам АЭ-25 — гарантирует оптимальную работу оборудования.
- Простота установки и обслуживания — минимизирует время и затраты на эксплуатацию.
- Компактные размеры — удобство размещения рядом с аквадистиллятором без увеличения

занимаемой площади.

- Надёжная конструкция — обеспечивает долговечность и стабильную работу в медицинских условиях.
- Безопасные материалы — соответствуют санитарным нормам и гарантируют качество дистиллята.
- Снижает тепловую нагрузку на оборудование — продлевает срок службы аквадистиллятора.
- Обеспечивает стабильную температуру дистиллированной воды — улучшая качество медицинских процедур.
- Экономичное энергопотребление — снижает эксплуатационные расходы.
- Простота интеграции в существующую систему — не требует дополнительных настроек и модификаций.

Охладитель для АЭ-25 является эффективным решением для повышения безопасности, удобства и качества работы с дистиллированной водой в медицинских учреждениях.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель: |
|---------------------|-------------|
| Бренд               | Ливам       |
| Страна бренда       | Россия      |
| Вес, кг             | 1.3         |
| Страна производства | Россия      |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.