

Подставка для ГП-40 МО (740 x 562 x 532 мм)

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



Ваша цена

Розница

12 150 руб.

Оптовая цена

11 745 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Подставка для ГП-40 МО (740 × 562 × 532 мм)

Подставка для ГП-40 МО предназначена для устойчивой установки стерилизаторов модели ГП-40 МО. Конструкция обеспечивает надёжную опору, повышает эргономику работы и облегчает доступ к устройству.

Изготовлена из металлического профиля с порошковой окраской, которая защищает от коррозии, воздействия моющих средств и механических повреждений. Каркас подставки обладает высокой прочностью и износостойкостью, что делает её пригодной для длительной эксплуатации в медицинских учреждениях.

Оптимальные габариты (740 × 562 × 532 мм) позволяют разместить подставку даже в условиях ограниченного пространства.

Материалы и покрытие

Каркас выполнен из металлического профиля с надёжным порошковым покрытием. Такое исполнение защищает изделие от влаги, химических веществ и износа при ежедневной эксплуатации.

Габаритные размеры

Параметр	Значение
Ширина	740 мм
Глубина	562 мм
Высота	532 мм
Материал	Металлический профиль с порошковым покрытием

Преимущества

Подставки для ГП-40 МО обеспечивают устойчивое и безопасное размещение стерилизаторов в условиях медицинских учреждений. Они разработаны с учётом специфики эксплуатации и требований к эргономике рабочего пространства:

- Прочная металлическая конструкция — надёжная опора для стерилизатора ГП-40 МО даже при полной загрузке.
- Устойчивость и виброустойчивость — исключает смещение и раскачивание стерилизатора во время работы.
- Оптимальная высота размещения — обеспечивает удобный доступ к камере без необходимости наклоняться или подниматься.
- Антикоррозийное покрытие — длительная защита от влаги, моющих средств и химических реагентов.
- Компактные габариты — легко вписываются в ограниченное пространство процедурных и стерилизационных кабинетов.
- Ножки с регулируемой высотой — возможность точной установки на неровном полу.
- Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям — поверхность легко очищается и

дезинфицируется.

- Совместимость с другими моделями стерилизаторов — универсальное решение для оснащения стерилизационной зоны.

Подставки для ГП-40 МО повышают удобство эксплуатации и безопасность работы со стерилизаторами, способствуя рациональной организации рабочего пространства.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Габариты, мм	740 × 562 × 532
Вес в упаковке, кг	15
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.