

## Подставка для стерилизатора СКТБ СПУ ГП-80

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3005.1



**Ваша цена**

Розница

**10 389 руб.**

Оптовая цена

**10 292 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

### Описание

#### Подставка для стерилизатора СКТБ СПУ ГП-80

Подставка предназначена для размещения [воздушного стерилизатора СКТБ&nbsp;СПУ&nbsp;ГП-80](#), обеспечивая устойчивое положение аппарата и удобство эксплуатации в медицинских учреждениях. Изготовлена из прочных материалов, что гарантирует долговечность и надежность при эксплуатации.

Конструкция подставки позволяет легко обслуживать стерилизатор, обеспечивать безопасное подключение к электросети и оптимальное использование рабочего пространства. Подставка совместима с моделью СКТБ СПУ ГП-80 и соответствует требованиям эргономики и безопасности.

#### Особенности

- Предназначена специально для воздушного стерилизатора СКТБ СПУ ГП-80
- Обеспечивает устойчивое положение аппарата
- Прочная и долговечная конструкция
- Удобство при обслуживании и подключении к электросети
- Оптимизация рабочего пространства в кабинете или лаборатории
- Соответствие эргономическим и безопасным стандартам
- Легкость дезинфекции и содержания в чистоте

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

3005.1

Бренд

Смоленское СКТБ СПУ

Страна бренда

Россия

Габариты, мм

832 × 457 × 751,5

Страна производства

Россия

#### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся

поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.