


Полка дополнительная для термостата СКТБ СПУ ТС-1/20 СПУ

Термостаты-инкубаторы

Арт. 1003.2



Ваша цена

Розница

1 800 руб.

Оптовая цена

1 740 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Полка дополнительная для термостата СКТБ СПУ ТС-1/20

Полка дополнительная предназначена для установки в Суховоздушный термостат без охлаждения СКТБ СПУ ТС-1/20. Обеспечивает удобное размещение лабораторной посуды и контейнеров, равномерное распределение температуры внутри камеры и повышение эффективности работы термостата.

Изготовлена из коррозионностойкого материала, легко моется и обеспечивает надёжное крепление при эксплуатации в среде с повышенной температурой. Полка совместима исключительно с термостатом СКТБ СПУ ТС-1/20 и упрощает организацию рабочего пространства внутри камеры.

Особенности

- Совместимость с термостатом СКТБ СПУ ТС-1/20
- Коррозионностойкий материал изготовления
- Лёгкая очистка и обслуживание
- Надёжное крепление внутри камеры
- Удобство размещения лабораторной посуды и контейнеров
- Повышение эффективности равномерного прогрева внутри термостата

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1003.2
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	243 × 256
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.