

Рак-держатель RM-1L для смесителя Rotamix RM-1

Медицинские встряхиватели



Ваша цена

Розница

12 353 руб.

Оптовая цена

11 895 руб.

ELMI

Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Рак-держатель RM-1L для смесителя Rotamix RM-1 (пробирки диаметром 16 мм); ELMI

Максимальное количество пробирок в рэке: 22 штуки

Габариты применяемых пробирок (Диаметр × Длина); Ø14-16 × 60-150 мм

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

ELMI

Страна бренда

Латвия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.