

Сменная головка для вортекса ELMI V-3 на 9 пробирок от 1,5 до 2 мл

Медицинские встряхиватели



Ваша цена

Розница

7 628 руб.

Оптовая цена

7 345 руб.

ELMI

Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Адаптер для перемешивания 9 пробирок Эппендорф 1,5–2 мл к Вортексу V-3, ELMI
Адаптер предназначен для перемешивания 9 пробирок Эппендорф объёмом 1,5 – 2 мл и совместим с Вортексом ELMI V-3. Устройство обеспечивает равномерное и безопасное смешивание образцов, повышая точность и эффективность лабораторных исследований.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

ELMI

Страна бренда

Латвия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.