

Сменная лампа для лампы Вуда НВ-Мед ОЛДД-01

Дерматоскопы



Ваша цена

Розница

444 руб.

Оптовая цена

384 руб.

**Сделано
в России**

В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Запасная лампа к лампе Вуда ОЛДД-01

Люминесцентная лампа FOTON ESL S-2P 9W/BLB/G23 с цоколем G23 подходит для лампы Вуда «НВ-Мед» ОЛДД-01. Мощность лампы: 9 Вт.

Для замены лампы не нужно разбирать цоколь, просто аккуратно потяните лампу вверх.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Сделано в России

Страна бренда

Россия

Габариты, мм

34×167

Вес, кг

0.005

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.