

Трубчатый электронагреватель для аквадистиллятора ДЭ-25

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница

4 304 руб.

Оптовая цена

4 039 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Трубчатый электронагреватель для аквадистиллятора ДЭ-25

Трубчатый электронагреватель предназначен для нагрева воды в аквадистилляторе ДЭ-25. Обеспечивает стабильный и эффективный нагрев воды до температуры кипения для производства дистиллята, соответствующего требованиям Госфармакопеи РФ ФС .2.2.0020.15.

Изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. В комплект поставки входят паранитовые прокладки для крепления к корпусу дистиллятора. Гайки и шайбы для подключения электрического провода (по 2 шт.) в комплект не входят.

Особенности

- Предназначен для нагрева воды в аквадистилляторе ДЭ-25.
- Изготовлен из нержавеющей стали для долговечности и устойчивости к коррозии.
- В комплект поставки входят паранитовые прокладки для крепления.
- Гайки и шайбы для подключения электрического провода в комплект не входят.
- Обеспечивает стабильный нагрев воды для получения дистиллята, соответствующего требованиям нормативных документов.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Номинальная мощность	2,75 кВт
Втулки для установки или тип резьбы штуцеров	M18 × 1,5
Оболочка ТЭНа	Ø10 мм
Резьба контактного стержня	M4
Тип рабочей среды	вода

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Электромедоборудование

Страна бренда

Россия

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.